



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AYUDA TÉCNICA



## ANDADOR STANDARD PARA ADULTOS



Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-32



Modelo Web   REF.	A3015	
Marca	Double Care Medical	
Origen	China	
Estructura (Material)	Aluminio anodizado	
Asiento	No	
Modo de uso	Fijo   Paso a paso	
Plegable	Sí	
Regulable	Sí	
Frenos	No	
	Ancho Máximo	52 cm
Parámetros principales	Alto Grip	Regulable entre 75 y 93 cm
	Regulaciones	8 posiciones cada 2,5 cm
	Peso	2,5 Kg
Peso máximo soportado	100 Kg	
Accesorio opcional	Par de ruedas (Código A1038)	

EMBALAJE	Bolsa individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	550 / 72,5 / 790 mm	550 / 290 / 790 mm
Peso	2,6 Kg	10,9 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028880256	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	37798028882282
Unidad de empaque	1	4

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	0 a 50 °C	-10 a 60 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ANDADOR STANDARD PARA ADULTOS A3015 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.