



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AYUDA TÉCNICA



ANDADOR DOBLE GRIP



Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-32



Modelo Web REF.	A3017		
Marca	Double Care Medical		
Origen	China		
Estructura (Material)	Aluminio anodizado color azul		
Asiento	No		
Modo de uso	Fijo Paso a paso		
Plegable	Sí		
Regulable	Sí		
Frenos	No		
	Ancho Máximo		57 cm
Parámetros principales	Alto Grip	Superior	Regulable entre 72,5 y 90 cm
		Inferior	Regulable entre 47,5 y 65 cm
	Regulaciones		8 posiciones cada 2,5 cm
	Peso		2,1 Kg
Peso máximo soportado			100 Kg

EMBALAJE	Bolsa individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	550 / 72,5 / 750 mm	550 / 290 / 750 mm
Peso	2,22 Kg	10,15 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028882748	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	37798028882749
Unidad de empaque	1	4

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	0 a 50 °C	-10 a 60 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ANDADOR DOBLE GRIP A3017 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.