



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AYUDA TÉCNICA



## ANDADOR ROLLATOR 4 RUEDAS



Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-32



Modelo Web   REF.	A3019B	
Marca	Double Care Medical	
Origen	China	
Estructura (Material)	Aluminio anodizado color bordó	
Asiento	Sí	
Modo de uso	Andador   Asiento descanso	
Plegable	Sí	
Regulable	Sí	
Ruedas	4	
Frenos	Sí, en grip	
Parámetros principales	Ancho Máximo	60 cm
	Alto Grip	Regulable entre 80 y 92,5 cm
	Alto Asiento	54 cm
	Regulaciones	6 posiciones cada 2,5 cm
	Diámetro ruedas (Ø)	20 cm
	Espesor Ruedas	3 cm
	Peso	7,3 Kg
Peso máximo soportado	100 Kg	
Observaciones	Incluye canasto Ruedas delanteras y traseras sólidas Freno permanente	

### EMBALAJE

Caja individual

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)

600 / 220 / 835 mm

Peso

9,2 Kg

Código de barras primario (EAN13)

7798028883387

Unidad de empaque

1

### CONDICIONES AMBIENTALES

Uso

Almacenamiento

Temperatura ambiente

0 a 50 °C

-10 a 60 °C

Humedad Ambiente

30 a 95 %

10 a 95 %

Presión Ambiente

700 a 1060 hPa

500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ANDADOR ROLLATOR 4 RUEDAS A3019B v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.