



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



TENSIÓMETRO DIGITAL CH-617



Equipo: 5 Año de Garantía | Manga: 3 meses de Garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-24

AVALADO POR



Clinically validated
BIHS protocol

BIHS: Sociedad Británica e Irlandesa de Hipertensión

Modelo Web / REF.	CH-617	
Marca	Citizen	
Origen	China	
Tipo	Automático de Muñeca	
Circunferencia de manga (Mín. - Máx.)	13,5 - 19,5 cm	
Presión	Rango	0 - 300 mmHg
	Exactitud	± 3 mmHg
Pulso	Rango	40 - 199 pulsos/min
	Exactitud	± 5 %
Presión y pulso simultáneos	Sí	
Indicador de clasificación de hipertensión	No	
Indicador de arritmia	No	
Indicador de movimiento	No	
Memorias de mediciones	99	
Promedio últimas 3 mediciones	Sí	
Auto apagado	Sí	
Fecha y hora	Sí	
Alimentación	2 pilas AAA	
Autonomía	Aprox. 250 mediciones (con pilas alcalinas)	
Accesorios opcionales	-	

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	105 / 95 / 110 mm	480 / 225 / 255 mm
Peso	0,325 Kg	6,7 Kg
Código de barras primario (EAN13)	4580193650870	-
Unidad de empaque	1	20

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-25 a 70 °C
Humedad Ambiente	15 a 93 %	≤ 93 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	-

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-TENSIÓMETRO DIGITAL CH-617 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.