



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AYUDA TÉCNICA



SILLA DE RUEDA **MOTORIZADA DELUXE**



Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-26



Modelo Web REF.	S1105-DL
Marca	Fosha
Origen	China

Estructura (Material)	Acero pintado color blanco
Respaldo y Asiento (Material)	Tela color negro
Apoya brazos	Regulables
Pedanas	Rebatibles Desmontables
Ancho Máximo	64 cm
Largo Máximo	107 cm
Alto Máximo	97 cm
Ancho Asiento y Respaldo	43 cm
Largo Asiento	46 cm
Alto Respaldo	41 cm
Reclinación Respaldo	9 posiciones entre 90° y 126° (Aprox. 36°)
Altura Asiento	56 cm
Ø Ruedas	20 cm (Delanteras) 32 cm (Traseras)
Velocidad máxima	6 Km/h
Distancia de frenado	1 m
Altura máxima de obstáculos	4 cm
Pendiente máxima	12 °
Alimentación	2 baterías (de gel) de 12 V - 28 Ah
Potencia	2 motores de 200 W
Autonomía máxima	20 Km
Cargador (Entrada Salida)	110-240 V; 60/50 Hz; 2,2-1,1 A 24 Vcc; 5 A
Peso Máximo soportado	110 Kg
Peso	63 Kg

Parámetros principales

Observaciones

Luces de seguridad
Amortiguación en asiento
Ruedas delanteras y traseras sólidas

EMBALAJE	Caja individual	CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	66 / 77,5 / 78 cm	Temperatura ambiente	0 a 50 °C	-10 a 60 °C
Peso	70,80 Kg	Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Código de barras primario (EAN13)	7798028883349	Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa
Unidad de empaque	1			

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA DELUXE S1105-DL v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.