



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

## TRATAMIENTO MÉDICO



### NEBULIZADOR A PISTÓN **NEOVENTO N27**



2 Años de Garantía Exclusiva

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-16



Modelo Web   REF.	N27-A
Marca	Silfab
Origen	Argentina
Alimentación nominal	220 V ~ 50 Hz
Corriente	< 0,57 A
Clase eléctrica	II
Parte Aplicable	Tipo B
Presión acústica	59,8 dBA
Presión de salida	>2,3 Kg/cm <sup>2</sup>
Vacío	>40 cmHg
Capacidad de nebulización	7 ml
Tasa de nebulización	0,35 ml/min
Tamaño medio de partícula	4,9 µm
Caudal de aire	9 l/min
Modo de funcionamiento	15 min. encendido / 45 min. apagado
Incluye Kit completo de nebulización	Sí (P62)
Accesorios compatibles	P12   P52   P58   P59   P66   P71

EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	195/120/270 mm	575/275/245 mm
Peso	1,85 Kg	11,53 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028881697	-
Código de barras grupal (GTIN14)	-	27798028881691
Unidad de empaque	1	6

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

**EETT-NEBULIZADOR A PISTÓN NEOVENTO N27 v03**

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.