



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



NEBULIZADOR ULTRASÓNICO POTENZA N68

Máscaras



1 Año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-03



EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	238/186/129 mm	565/250/270 mm
Peso	1,5 Kg	9,5 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028882168	-
Unidad de empaque	1	6

Modelo Web REF.	N68-A	
Marca	Silfab	
Origen	Argentina	
Alimentación nominal	220 V ~ 50 Hz	
Corriente nominal	0,14 A	
Clase eléctrica	II	
Parte Aplicable	Tipo B	
Frecuencia de oscilación	1,7 MHz	
Tamaño medio de partícula	3,7 µm	
Capacidad de nebulización	10 ml	
Tasa de nebulización (según regulación)	0,5 – 2,35 ml/min	
Caudal de aire (Máximo)	30 l/min	
Regulación	Caudal de aire	Mecánica
	Nivel de nebulización	Electrónica
Oblea	Acero inoxidable	
Sistema de cámara de agua sellada	Sí	
Modo de funcionamiento	15 min. encendido / 45 min. apagado	
Incluye Kit completo de nebulización	P63	
Accesorios compatibles	P53 P54 P59 P66 N70 o N70A	

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-NEBULIZADOR ULTRASÓNICO POTENZA N68 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.