



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



## AEROCÁMARA NEONATAL. PA07



Máscaras



1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-09



EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	68/68/175 mm	280/210/181mm
Peso	0,070 Kg	1,2 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028882632	-
Unidad de empaque	1	12
Código de barras grupal (GTIN14)	-	47798028882630

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	5 a 40 °C	-10 a 50 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-AEROCÁMARA NEONATAL PA07 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.

Modelo Web   REF.	PA07 SF
Marca	SILFAB AERO-KAM
Origen	Argentina
Material cuerpo	Polycarbonato cristal
Sistema Bivalvular	Sí
Adaptador bucal incorporado	Sí
Máscara	Neonatal
Adaptable a cualquier inhalador de dosis medida (MDI)	Sí
Alarma de inhalación excesiva	Sí
Deflector	Sí
Volumen de cámara	155 cm <sup>3</sup>

## DATOS DE USO INTERNO

Modelo A.N.M.A.T.:

-

Marcas:

SILFAB AERO-KAM

Código Calipso:

PA07 SF

Uso exclusivo Sistema de Gestión de Calidad   Control de la documentación				
EETT-AEROCÁMARA NEONATAL PA07 v01			Fecha 30/03/2020	Páginas: 2
Realizó	Revisó	Aprobó		

[www.silfab.com.ar](http://www.silfab.com.ar) | [calidad@silfab.com.ar](mailto:calidad@silfab.com.ar)



La última hoja de este documento corresponde exclusivamente a uso interno del Sistema de Gestión de Calidad

EETT-Producto Final Tratamiento Médico – Plantilla v02 | 27/05/2019

Página 2 de 2