



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



GEL FRÍO & CALOR RODILLA & CODO



Imagen ilustrativa

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-79



Modelo Web REF.	B053B1	
Marca	Silfab	
Origen	China	
Aplicación	Rodilla Codo	
Aplicación de frío	Sí	
Aplicación de calor	Sí	
Material	Interno (Térmico)	Perlas de Gel
	Externo (Cobertura)	Ultra Soft PVC
Sistema de Sujeción	Velcro (abrojo) + elástico	
Medidas (Aproximadas)	29,5 x 21 cm	
Uso recomendado	Aplicación de frío	Uso previo / posterior al entrenamiento. Dolor en articulaciones y lesiones deportivas. Hinchazón, esguinces y golpes. Dolor muscular y tensión.
	Aplicación de calor	Uso previo / posterior al entrenamiento. Dolores crónicos y lesiones deportivas. Hinchazón, esguinces y golpes. Dolor en las articulaciones y tendinitis.
Observaciones	Apto freezer y microondas	

EMBALAJE

	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	140 / 150 / 50 mm	320 / 300 / 335 mm
Peso	0,34 Kg	8, 65 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028883974	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	77798028883973
Unidad de empaque	1	24

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-GEL FRÍO & CALOR RODILLA Y CODO B053B1 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.