



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

TRATAMIENTO MÉDICO



GEL FRÍO & CALOR TOBILLO



Imagen ilustrativa

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-79



Modelo Web REF.	B060B1	
Marca	Silfab	
Origen	China	
Aplicación	Tobillo	
Tecnología Dual	Aplicación de frío	Sí
	Aplicación de calor	Sí
Material	Interno (Térmico)	Perlas de Gel
	Externo (Cobertura)	Ultra Soft PVC
Sistema de Sujeción	Velcro (abrojo) + elástico	
Medidas (Aproximadas)	25,5 x 140 cm	
Uso recomendado	Aplicación de frío	Uso previo / posterior al entrenamiento Dolor en articulaciones y lesiones deportivas Hinchazón, esguinces y golpes Dolor muscular y tensión Artritis
	Aplicación de calor	Uso previo / posterior al entrenamiento Dolores crónicos y lesiones deportivas Hinchazón, esguinces y golpes Dolor muscular Artritis
Observaciones	Apto freezer y microondas	

EMBALAJE

	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	140 / 150 / 50 mm	320 / 300 / 335 mm
Peso	0,291 Kg	7,58 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028883967	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	87798028883963
Unidad de empaque	1	24

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-GEL FRÍO & CALOR TOBILLO B060B1 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.