



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AYUDA TÉCNICA



## ANDADOR ROLLATOR BORDÓ



Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-32



Modelo Web   REF.	A3018B	
Marca	Double Care Medical	
Origen	China	
Estructura (Material)	Aluminio anodizado color bordó	
Asiento	Sí	
Modo de uso	Andador   Asiento descanso	
Plegable	Sí	
Regulable	Sí	
Ruedas	2	
Frenos	No	
Parámetros principales	Ancho Máximo	61 cm
	Alto Grip	Regulable entre 76 y 86 cm
	Alto Asiento	Regulable entre 50 y 60 cm
	Regulaciones	5 posiciones cada 2,5 cm
	Peso	3,9 Kg
Peso máximo soportado	100 Kg	
Observaciones	Incluye bolso de tela	

### EMBALAJE

Caja individual

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)

620 / 280 / 845 mm

Peso

5,5 Kg

Código de barras primario (EAN13)

7798028882755

Unidad de empaque

1

### CONDICIONES AMBIENTALES

Uso

Almacenamiento

Temperatura ambiente

0 a 50 °C

-10 a 60 °C

Humedad Ambiente

30 a 95 %

10 a 95 %

Presión Ambiente

700 a 1060 hPa

500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-ANDADOR ROLLATOR BORDÓ A3018B v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.