



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



## OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO



Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-37

AVALADO POR

anmat



Modelo Web / REF.	MD300-CP	
Marca	Choice	
Origen	China	
Uso	Pediátrico	
Display	Digital Dual Color OLED	
Modos de visualización	4	
Saturación de oxígeno en sangre (SpO <sub>2</sub> )	Rango de medición	70 ~ 100 %
	Resolución	1 %
	Precisión	±3 (70 ~ 100 %)
Frecuencia del pulso *bpm: Pulsos por minuto	Rango de medición	30 ~ 235 bpm
	Resolución	1 bpm
	Precisión	±2 bpm (30 ~ 99 bpm)   ±2 % (100 ~ 235 bpm)
Índice de perfusión (PI)	No	
Onda pletismográfica	Sí	
Auto apagado	Sí	
Indicador de baja batería	Sí	
Alimentación	2 pilas AAA	
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	49 / 28 / 28 mm	
Peso (Pilas incluidas)	35 g	
Accesorio	Cordón para colgar Funda para transporte	

EMBALAJE	Caja individual	Bolsa Grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	90 / 65 / 52 mm	180 / 260 / 65 mm
Peso	0,095 Kg	0,90 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028882595	-
Código de barras grupal (DUN14)		67798028882597
Unidad de empaque	1	10

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	10 a 40 °C	-25 a 70 °C
Humedad Ambiente	30 a 85 %	≤ 93 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-OXÍMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO MD300-CP v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.