



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN Y CONTROL



COLCHÓN ANTIESCARAS QDC-303



Imagen ilustrativa

1 año de Garantía

Venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-77



EMBALAJE	Caja individual	Caja grupal
Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	275 / 165 / 175 mm	675 / 280 / 190 mm
Peso	3,352 Kg	13,93 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028883899	-
Código de barras grupal (DUN14)	-	37798028883890
Unidad de empaque	1	4

Modelo Web / REF.	QDC-303
Marca	Yhmed
Origen	China

COLCHONETA	
Tipo de celdas	Burbujas
Dimensiones	200 cm + 50 cm por solapas / 90 cm
Altura de la celda	7 cm
Cantidad de celdas	130
Peso máximo soportado	135 Kg
Material de la celda	PVC de grado médico
Desinflado rápido para emergencias (RCP)	No
Peso	2,3 Kg
Observaciones	Con kit de reparación

COMPRESOR	
Alimentación nominal	220 V ~ 50 Hz
Ciclo operativo	6 min
Dimensiones	27 / 13 / 10,5 cm
Caudal	6 ~ 8 l/m
Alarma de baja presión de aire	No
Peso	1,4 Kg

CONDICIONES AMBIENTALES	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	10 a 40 °C	-18 a 43 °C
Humedad Ambiente	10 a 75 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

EETT-COLCHÓN ANTIESCARAS QDC-303 v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.