



# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

AYUDA TÉCNICA



## ANDADOR ROLLATOR 4 RUEDAS A3022G



1 año de Garantía

Producto de venta libre

Producto médico registrado según P.M. 97-32

anmat

Modelo Web   REF.	A3022G	
Marca	Double Care Medical	
Origen	China	
Estructura (Material)	Acero pintado color gris	
Asiento (Material)	PVC	
Modo de uso	Andador   Asiento para descanso	
Plegable	Sí	
Regulable	Sí	
Frenos	Sí, en Grip	
Parámetros principales	Ancho Máximo	60
	Largo Máximo	35 cm (Cerrado)   75 cm (Abierto)
	Alto Grip	80 cm (Mínimo)   92 cm (Máximo)
	Alto Asiento	52 cm
	Regulaciones Grip	5 posiciones cada 3 cm
	Ø Ruedas	20 cm (Delanteras) - 20 cm (Traseras)
	Peso máximo soportado	100 Kg
Peso (con canasto)	7,9 Kg	

Observaciones

Incluye asiento para descanso y respaldo rebatible  
 Incluye bolsillo plano bajo asiento  
 Incluye canasto desmontable  
 Ruedas delanteras y traseras solidas  
 Horquillas delanteras con inserto reflectivo

### EMBALAJE

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto)	Individual
	61 / 22,5 / 84 cm
Peso	9,80 Kg
Código de barras primario (EAN13)	7798028883714
Unidad de empaque	1

### CONDICIONES AMBIENTALES

	Uso	Almacenamiento
Temperatura ambiente	0 a 50 °C	-10 a 60 °C
Humedad Ambiente	30 a 95 %	10 a 95 %
Presión Ambiente	700 a 1060 hPa	500 a 1060 hPa

Información exclusiva para venta en Argentina

Las imágenes y/o gráficas son meramente ilustrativas. La información puede no corresponder con productos fabricados o importados con antelación a la fecha de emisión de este documento.

### EETT-ANDADOR ROLLATOR 4 RUEDAS A3022G v01

La última hoja de este documento puede no estar visible debido a que es de uso interno del Sistema de Gestión de Calidad de Silvestrin Fabris S.R.L.